

Allegato 4

Compito 2:

Descrivi il metodo analitico per gascromatografia capillare con ECD per le analisi dei pesticidi quali il DDT in matrici biologiche marine secondo il metodo (EPA) 8081/8082.

Definire quali test si possono impiegare per evidenziare differenze statistiche tra gruppi di dati di uno stesso dataset.

Descrivi brevemente la metodica della generazione di idruri

Descrivi le differenti sorgenti utilizzate in spettrometria atomica

Descrivi le principali attività di manutenzione ordinaria in uno spettrometro ad assorbimento atomico con fornetto di grafite.

Descrivi un programma termico per la fornace nella spettrometria atomica ETAAS

